

C-Kit Pro Advanced Tool



(旧 スターターキット)

結晶化のためのプログラムソフト2種類と結晶取出し治具のセットです

① CD(カウンターディフュージョン) 法拡散時間経過シミュレーションソフト



CD法キャピラリー中の拡散時間経過をシミュレーションするソフトです。

② C-Profile 結晶化条件最適化ソフト

タンパク質試料の基本的な物理化学的性質を、アミノ酸配列から計算するソフトです。タンパク質のアミノ酸配列 (FASTA形式) をもとに、分子量、電荷/電荷密度のpH依存性、pI、 ϵ 、GRAVY等タンパク質の物理化学的性質を計算します。

③ 結晶取出し治具

結晶をキャピラリーから取出す際に便利な器具です。



③
キャピラリーの先端を固定
結晶が取出しやすくなります

| 製品番号 | 製品名 | 内容・入数 | 希望小売価格 (税抜) |
|--------|-------------------------|---|----------------|
| CRT209 | C-Kit Pro Advanced Tool | ① CD法拡散時間経過シミュレーションソフト ② C-Profile結晶化条件最適化ソフト ③ 結晶取出し治具 | ¥13,000 |

◆ お問い合わせ先

株式会社 コンフォーカルサイエンス

〒158-0081
東京都世田谷区深沢五丁目14番15号
TEL 03-3864-6606 FAX 03-6411-6261
MAIL : info@confsci.co.jp
<http://www.confsci.co.jp/>

◆ 販売代理店

株式会社 池田理化

〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町1-8-6 神田KSビル
TEL : 03 (5256) 1830 FAX : 03 (5256) 1899
MAIL : seiyaku@ikedarika.co.jp

カタログの内容は予告無く変更する場合があります。ご了承願います。(Ver.2208)